


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nudc Pour Wb Et Elisa - Q9Y266

Numéro d'article: CM0009737



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la NUDC humaine, adapté aux applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la NUDC de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la mitose, la cytodérèse et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUDC Rabbit mAb
Remarques / Alias	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10726
GeneID	10726
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 232-331 de la NUDC humaine (Q9Y266).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y266
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace