

Anticorps Monoclonal Anti-Nudel/Ndel1 Pour Wb Et Elisa - Q9Gzm8

Numéro d'article: CM0010254



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NUDEL/NDEL1 validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. Convient aux recherches sur le neurodéveloppement, l'organisation du cytosquelette et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NUDEL/NDEL1
Remarques/Alias	EOPA ; NDE2 ; NUDEL ; MITAP1 ; NDE1L1 ; NUDEL/NDEL1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	81565
ID du gène	81565
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine NUDEL/NDEL1 humaine (Q9GZM8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9GZM8
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac réfrigérant