

Anticorps Polyclonal Anti-Nudt15 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Numéro d'article: CM0027182



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine NUDT15 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des nucléotides, de la réponse aux médicaments thiopuriques et de la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUDT15 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55270
GeneID	55270
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-164 de la NUDT15 humaine (NP_060753.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NV35
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace