

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nudt15 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Numéro d'article: CM0013311



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NUDT15 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme des nucléotides, la réponse aux médicaments thiopurines et la synthèse d'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NUDT15 Anticorps pAb de Lapin
Remarques / Alias	MTH2 ; NUDT15D ; NUDT15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55270
GeneID	55270
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-164 du NUDT15 humain (NP_060753.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NV35
Poids Moléculaire Protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace