

Anticorps Polyclonal Anti-Nudt18 Pour Wb, Elisa - Q6Zvk8

Numéro d'article: CM0028240



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NUDT18 (MTH3) humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur les dommages à l'ADN/ARN et le métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUDT18 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTH3; NUDT18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79873
GeneID	79873
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de NUDT18 humain (NP_079091.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6ZVK8
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace