

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nudt19 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - A8Mxv4

Numéro d'article: CM0002662

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin NUDT19 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée humaine et ratine. Cible la diphosphatase acyl-CoA peroxysomale NUDT19, impliquée dans l'hydrolyse des acides gras et des esters de CoA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac mAb Lapin NUDT19
Remarques/Alias	RP2; NUDT19
Espèce	Humain
ID de Gène	390916 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	A8MXV4
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace