

Anticorps Polyclonal Anti-Nudt2 Pour Wb, Elisa - P50583

Numéro d'article: CM0026982



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NUDT2 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le NUDT2 humain, de souris et de rat. Idéal pour étudier la fonction de l'Ap4A hydrolase, le décochage de l'ARN et les troubles neurologiques associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUDT2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	APAH1; IDDPN; NUDT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	318
GeneID	318
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de la NUDT2 humaine (NP_001152.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50583
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant