

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nudt21 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43809

Numéro d'article: CM0029014



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NUDT21 pour Western blot, IHC et ELISA. Détecte le NUDT21 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude du clivage et de la polyadénylation des pré-mARN, ainsi que pour la recherche sur la polyadénylation alternative.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | NUDT21 Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | CPSF5; CFIM25; NUDT21                                                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 11051                                                                                                                        |
| GeneID             | 11051                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-227 du NUDT21 humain (NP_008937.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS              | O43809                                                                                                                       |
| Poids Protéique    | 26kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |