


Anticorps Monoclonal Anti-Nudt5 Pour Wb, If/Cci, Elisa - Q9Ukk9

Numéro d'article: CM0002278



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le NUDT5 humain, adapté aux applications WB, IF/CCI et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. NUDT5 est une ADP-sucre pyrophosphatase impliquée dans la synthèse nucléaire d'ATP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin NUDT5
Remarques/Alias	YSA1 ; YSA1H ; YSAH1 ; hNUDT5 ; NUDT5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11164
GeneID	11164
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NUDT5 humain (Q9UKK9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKK9
Poids protéique	24 kDa
Livraison	Sac de glace