


Anticorps Polyclonal Anti-Nudt6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P53370

Numéro d'article: CM0018311



Introduction

Le NUDT6 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant la NUDT6 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. La NUDT6 hydrolyse le NADH et le FAD et pourrait réguler la prolifération cellulaire, ce qui la rend précieuse pour les études sur le métabolisme nucléotidique et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUDT6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GFG1; GFG-1; ASFGF2; FGF-AS; FGF2AS; NUDT6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11162
GeneID	11162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121-316 de la NUDT6 humaine (NP_009014.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P53370
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace