


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nuf2 Pour Wb, Elisa - Q9Bzd4

Numéro d'article: CM0003012



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-NUF2 de haute qualité, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec le NUF2 humain, une protéine du kinétochore essentielle pour la ségrégation des chromosomes ; poids moléculaire prédit 54kDa. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUF2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CDCA1; CT106; NUF2R; NUF2
Espèce	Humain
GeneID	83540
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NUF2 humain (Q9BZD4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZD4
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace