


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Numa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14980

Numéro d'article: CM0011410



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant NUMA1 humain (NMP-22), validé pour Western Blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur le fuseau mitotique et la matrice nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NUMA1 Lapin mAb
Remarques/Alias	NUMA; NMP-22; NUMA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4926
GeneID	4926
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2000-2100 de NUMA11 humain (Q14980).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14980
Poids Protéique	238kDa
Expédition	Sac de glace