


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Numa1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14980

Numéro d'article: CM0015396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NUMA1 humaine (Protéine 1 de l'appareil mitotique nucléaire, NMP-22). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dynamique du fuseau mitotique et de l'organisation de la matrice nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUMA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NUMA; NMP-22; NUMA1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4926
ID du gène	4926
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-309 de NUMA1 humaine (NP_006176.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14980
Poids de la protéine	238kDa
Expédition	Sac de glace