


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Numb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49757

Numéro d'article: CM0027769



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NUMB humaine, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la NUMB endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la neurogenèse et l'endocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUMB Rabbit pAb
Remarques / Alias	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Espèce	Humaine
ID du gène	8650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 521-640 de la NUMB humaine (NP_003735.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49757
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sachet de glace