

Anticorps Polyclonal Anti-Nup107 Pour Wb, Elisa - P57740

Numéro d'article: CM0013201



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NUP107 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte NUP107 dans des échantillons humains, de souris et de rats. NUP107 est une protéine du complexe du pore nucléaire essentielle à l'assemblage du NPC et à la néphrogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP107 Rabbit pAb
Remarques/alias	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; NUP107
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	57122
ID du gène	57122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 766-925 de NUP107 humain (NP_065134.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P57740
Poids de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac réfrigérant