

## Anticorps Monoclonal Anti-Nup153 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49790

Numéro d'article: CM0006793



### Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin NUP153 de CamelBio détecte la nucléoporine 153 (154 kDa) humaine, murine et de rat pour le transfert Western, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence et l'ELISA. Idéal pour étudier le complexe du pore nucléaire, le transport nucléocytoplasmique et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | NUP153 Rabbit mAb                                                                                                                              |
| Remarques/Alias                  | N153 ; HNUP153 ; NUP153                                                                                                                        |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                         |
| GenelD (Humain)                  | 9972                                                                                                                                           |
| GenelD                           | 9972                                                                                                                                           |
| Immunogène                       | Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la NUP153 humaine (P49790) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                          |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                          |
| Application                      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                            |
| SWISS                            | P49790                                                                                                                                         |
| Poids moléculaire de la protéine | 154 kDa                                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                   |