

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nup155 Pour Wb, Elisa - 075694

Numéro d'article: CM0004416



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-NUP155 validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le NUP155 humain et de souris, une protéine de 155 kDa du complexe du pore nucléaire essentielle pour le transport nucléocytoplasmique. Idéal pour les études de biologie cellulaire et des mécanismes de transport.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NUP155 Lapin mAb
Remarques/Alias	N155; ATFB15; NUP155
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9631
GeneID	9631
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 901-1050 du NUP155 humain (NP_705618.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	075694
Poids de la Protéine	155kDa
Expédition	Sac de glace