

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nup155 Pour Wb, Elisa - 075694

Numéro d'article: CM0025416



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NUP155 humain (nucléoporeine de 155 kDa), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Composant essentiel du complexe des pores nucléaires pour le transport nucléocytoplasmique ; idéal pour la recherche en diagnostic in vitro (DIV) et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP155 Lapin pAb
Remarques/Alias	N155; ATFB15; NUP155
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9631
ID de gène	9631
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1102-1391 de NUP155 humain (NP_705618.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075694
Poids moléculaire	155kDa
Expédition	Sac de glace