

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nup160 Pour Wb, Elisa - Q12769

Numéro d'article: CM0030666



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin NUP160 validé pour WB et ELISA avec réactivité humaine. Cible la protéine du complexe du pore nucléaire Nup160, une nucléoporine de 162 kDa impliquée dans le transport des ARNm. Idéal pour la recherche sur le CPN et le transport nucléocytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP160 Lapin pAb
Remarques/Alias	NPHS19; NUP160
Espèce	Humain
GeneID	23279
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-150 de NUP160 humain (NP_056046.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12769
Poids moléculaire de la protéine	162 kDa
Expédition	Sac de glace