


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nup205 Pour Wb Et Elisa - Q92621

Numéro d'article: CM0023641



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la NUP205 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction du pore nucléaire et des mécanismes de transport nucléocytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP205 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NPHS13; C7orf14; NUP205
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23165
Identifiant du gène	23165
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-120 de la NUP205 humaine (NP_055950.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92621
Poids de la protéine	228 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant