


Anticorps Anti-Nup210 (Gp210/Pom210) Polyclonal De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tem1

Numéro d'article: CM0021245



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NUP210 (GP210, POM210), une glycoprotéine de membrane du pore nucléaire de 205 kDa. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée sur des échantillons humains et murins. Convient pour la recherche sur l'assemblage et le transport du complexe du pore nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NUP210 Lapin pAb
Remarques/Alias	GP210; POM210; NUP210
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23225
GeneID	23225
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 680-880 de NUP210 humaine (NP_079199.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8TEM1
Poids Protéique	205kDa
Expédition	Sac de glace