


Anticorps Polyclonal Anti-Nup214 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35658

Numéro d'article: CM0030911



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NUP214 humain (protéine CAN). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport nucléocytoplasmique et des complexes des pores nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP214 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAN; CAIN; IIAE9; NUP214
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8021
GenelD	8021
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1251-1350 du NUP214 humain (NP_005076.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35658
Poids de la protéine	214kDa
Expédition	Sac de glace