


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nup35 Pour Wb Et Elisa - Q8Nfh5

Numéro d'article: CM0013808



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la nucléopore NUP35 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur les pores nucléaires et le transport nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP35 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MP44 ; NP44 ; MP-44 ; NUP53 ; NUP35
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	129401
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 326 de la NUP35 humaine (NP_612142.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NFH5
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace