


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nup50 - Q9UKx7

Numéro d'article: CM0027310



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NUP50 humaine (Q9UKX7) pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Validé pour des échantillons humains, de souris et de rat ; adapté aux études sur le complexe du pore nucléaire et l'importation de protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP50 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NPAP60 ; NPAP60L ; NUP50
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10762
GeneID	10762
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9UKX7
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace