


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nup54 Pour Wb, Elisa - Q7Z3B4

Numéro d'article: CM0015308



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NUP54 validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine NUP54 humaine, murine et de rat (~55 kDa). Idéal pour les recherches sur le complexe du pore nucléaire et le transport nucléocytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP54 pAb de lapin
Remarques/Alias	NUP54
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	53371
ID du gène	53371
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-400 de la protéine NUP54 humaine (NP_059122.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q7Z3B4
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac de glace