


Anticorps Monoclonal Anti-Nup62 Pour Wb, Ip, Elisa - P37198

Numéro d'article: CM0002200



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-NUP62 validé pour WB, IP et ELISA ; réagit avec le NUP62 humain, souris et rat. Cible la protéine du complexe du pore nucléaire impliquée dans le transport nucléocytoplasmique et la progression mitotique. Uniquement pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NUP62 Rabbit mAb
Remarques/Alias	p62, IBSN, SNDI, NUP62
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23636
GeneID	23636
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 423-522 du NUP62 humain (P37198)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37198
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace