


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nup62 Pour Wb, Elisa - P37198

Numéro d'article: CM0020001



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NUP62 humain, une composante du complexe du pore nucléaire impliquée dans le transport nucléocytoplasmique et la régulation mitotique. Validé pour les applications WB et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NUP62 Lapin pAb
Remarques/Alias	p62; IBSN; SNDI; NUP62
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	23636
ID de Gène	23636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 403-522 de NUP62 humain (NP_036478.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P37198
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace