

Anticorps Polyclonal Anti-Nup85 Pour Wb, Elisa - Q9Bw27

Numéro d'article: CM0013040



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NUP85 humaine, une protéine du complexe du pore nucléaire impliquée dans l'assemblage du NPC, l'export d'ARN, la mitose et la chimiotaxie des monocytes. Validé pour WB et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP85 Lapin pAb
Remarques/Alias	Nup75; FROUNT; NPHS17; NUP85
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79902
GeneID	79902
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 427-656 de la NUP85 humaine (NP_079120.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BW27
Poids de la protéine	75kDa
Expédition	Sac de glace