


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nup93 Pour Wb, Elisa - Q8N1F7

Numéro d'article: CM0027379



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NUP93 pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte NUP93 humain, murin, rat. Convient pour la recherche sur l'assemblage du complexe des pores nucléaires et la migration des podocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	NUP93 Lapin pAb
Remarques/Alias	NIC96; NUP93
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9688
GeneID	9688
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 670-819 de NUP93 humain (NP_055484.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N1F7
Poids Moléculaire Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace