

Anticorps Polyclonal Anti-Nup98 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52948

Numéro d'article: CM0014393



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible NUP98, une protéine du complexe du pore nucléaire impliquée dans le transport nucléocytoplasmique. Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA, il reconnaît le NUP98 humain et de souris, ce qui le rend adapté aux études sur l'assemblage et le trafic des NPC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUP98 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4928
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 621-920 de la protéine NUP98 humaine (NP_624357.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52948
Poids de la protéine	198 kDa
Expédition	Sac de glace