

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nup98 Pour Wb - P52948

Numéro d'article: CM0007086



Introduction

mAb de lapin anti-NUP98 validé pour la WB et l'ELISA. Détecte le NUP98 endogène chez l'humain, la souris et le singe. Outil essentiel pour les études sur le transport et l'assemblage du complexe du pore nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NUP98
Remarques/Alias	ADIR2 ; NUP96 ; NUP196 ; Nup98-96 ; NUP98
Espèce	Humain
ID du gène	4928
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 712-863 du NUP98 humain (NP_001352055.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, singe
SWISS	P52948
Poids de la protéine	198 kDa
Expédition	Sac réfrigérant