


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nur77 (Validé Kd) Pour Wb Et Elisa - P22736

Numéro d'article: CM0006682



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le NUR77 humain (NR4A1). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des récepteurs nucléaires et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé KD] NUR77 mAc de lapin                                                                                          |
| Remarques/Alias      | HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77; [Validé KD] NUR77                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                  |
| GeneID (Humain)      | 3164                                                                                                                    |
| Immunogène           | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du NUR77 humain (NP_002126.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                   |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                          |
| SWISS                | P22736                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 64kDa                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                            |