


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nur77 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22736

Numéro d'article: CM0024922



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NUR77 humain (NR4A1) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Utile pour étudier la signalisation des récepteurs nucléaires, l'inflammation et l'apoptose. Protéine de 64kDa, expédiée sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-NUR77
Remarques/Alias	HMR ; N10 ; TR3 ; NP10 ; GFRP1 ; NAK-1 ; NGFIB ; NUR77
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3164
GeneID	3164
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 du NUR77 humain (NP_002126.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P22736
Poids Moléculaire de la Protéine	64kDa
Expédition	Sur glace