

Anticorps Polyclonal Anti-Nusap1 Pour Wb Et Elisa - Q9Bxs6

Numéro d'article: CM0019201

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NUSAP1 (aa 1-61). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec NUSAP1 humain et murin. Idéal pour la recherche sur la mitose et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin NUSAP1
Remarques/Alias	LNP; ANKT; SAPL; BM037; NUSAP; Q0310; PRO0310p1; NUSAP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51203
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-61 de NUSAP1 humain (NP_060924.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BXS6
Poids protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace