

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nutf2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61970

Numéro d'article: CM0013620



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le NUTF2 humain (NTF2/PP15), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur le transport nucléocytoplasmique. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NUTF2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	NTF2 ; PP15 ; NTF-2 ; NUTF2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	10204
ID du Gène	10204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-127 du NUTF2 humain (NP_005787.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P61970
Poids Moléculaire de la Protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace