

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nxf1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Ubu9

Numéro d'article: CM0008727



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-NXF1 (TAP) de haute qualité validé pour WB, IP et ELISA chez l'homme. Cible le facteur d'exportation nucléaire d'ARN 1, un récepteur clé de l'exportation d'ARNm. Poids moléculaire prédit de 70 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NXF1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	TAP; MEX67; NXF1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10482
GeneID	10482
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 de la NXF1 humaine (Q9UBU9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UBU9
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace