

Anticorps Polyclonal Anti-Nxt2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npj8

Numéro d'article: CM0015571

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NXT2 humain (protéine d'exportation 2 apparentée à NTF2). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude de l'exportation nucléaire des ARNm et des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb NXT2 de lapin
Remarques/Alias	P15-2 ; NXT2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55916
GeneID	55916
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-180 de NXT2 humain (NP_061168.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NPJ8
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace