

## Anticorps Polyclonal Anti-Ny-Eso-1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78358

Numéro d'article: CM0026725



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NY-ESO-1 humain (CTAG1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur l'antigène cancer/testicule, car NY-ESO-1 est exprimé dans divers cancers et dans le testicule. Produit contre les acides aminés 1-100.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | NY-ESO-1 Lapin pAb                                                                                                       |
| Remarques/Alias    | CTAG ; ESO1 ; CT6.1 ; CTAG1 ; LAGE-2 ; LAGE2B ; NY-ESO-1                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)    | 1485                                                                                                                     |
| GeneID             | 1485                                                                                                                     |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NY-ESO-1 humain (NP_001318.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                    |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                    |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                   |
| SWISS              | P78358                                                                                                                   |
| Poids protéique    | 18 kDa                                                                                                                   |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                             |