

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ny-Eso-1 Pour Wb, Elisa - P78358

Numéro d'article: CM0002683



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant l'antigène cancer/testicule humain NY-ESO-1 (CTAG1). Validé pour les applications WB et ELISA, détecte une bande à 18kDa, adapté pour la recherche en oncologie et immunodiagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NY-ESO-1 mAb Lapin
Remarques/Alias	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1485
GeneID	1485
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NY-ESO-1 humain (P78358)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P78358
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace