

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nyx Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu5

Numéro d'article: CM0025472

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Nyctalopine humaine (NYX), réactif avec l'humain et la souris. Adapté pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Idéal pour les études de biologie rétinienne et des troubles de la vision.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NYX Rabbit pAb
Remarques/Alias	CLRP ; NBM1 ; CSNB1 ; CSNB4 ; CSNB1A ; NYX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60506
GeneID	60506
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 282-481 de la NYX humaine (NP_072089.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9GZU5
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace