

Anticorps Polyclonal Anti-Oaf Pour Wb, Elisa - Q86Ud1

Numéro d'article: CM0014758

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OAF humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'OAF de souris et de rat. Convient pour la recherche virale et les applications en protéomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OAF Lapin pAb
Remarques/Alias	NS5ATP13TP2 ; OAF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	220323
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-150 de l'OAF humain (NP_848602.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q86UD1
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace