

Anticorps Polyclonal Anti-Oas1 Pour Wb, Elisa - P00973

Numéro d'article: CM0020953



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OAS1 humaine (2'-5'-oligoadénylate synthétase 1), validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Essentiel pour la recherche sur l'immunité antivirale innée et le développement d'IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	OAS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Espèce	Humaine
GeneID	4938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-364 de l'OAS1 humaine (NP_058132.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	P00973
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace