

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oas3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K5

Numéro d'article: CM0026785



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OAS3 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'immunité innée et la recherche antivirale. Masse protéique de 121 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OAS3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p100 ; p100OAS ; OAS3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4940
GeneID	4940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-620 de l'OAS3 humain (NP_006178.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6K5
Masse protéique	121 kDa
Expédition	Sac de glace