


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oasl Pour Wb Et Elisa - Q15646

Numéro d'article: CM0022738



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre OASL humain (protéine similaire à la 2'-5'-oligoadénylate synthétase), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec OASL humain et murin. Idéal pour la recherche sur l'immunité antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	OASL pAb de lapin
Remarques/Synonymes	OASL ; OASLd ; TRIP-14 ; TRIP14 ; p59 OASL ; p59-OASL ; p59OASL ; 2'-5'-oligoadénylate synthétase-like
Espèce	Humaine
ID du gène	8638
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 d'OASL humain (NP_003724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q15646
Poids de la protéine	29 kDa/43 kDa/59 kDa
Expédition	Sac réfrigérant