

Anticorps Monoclonal Anti-Oat Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P04181

Numéro d'article: CM0009154



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'OAT humaine (Ornithine aminotransférase), validé pour WB, IF, IHC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté pour l'étude du métabolisme des acides aminés et de la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] OAT Rabbit mAb
Remarques / Alias	OKT; GACR; HOGA; OATASE
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4942
Identifiant du gène	4942
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-439 de l'OAT humain (NP_000265.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04181
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace