

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oat Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04181

Numéro d'article: CM0026423



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OAT humain (SWISS P04181). Validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Détecte l'OAT chez l'homme, la souris et le rat. Convient à l'étude du métabolisme des acides aminés et des maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	OAT Lapin pAb
Remarques/Alias	OKT; GACR; HOGA; OATASE; OAT
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4942
ID de Gène	4942
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04181
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac glacé