

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oat3 Pour If/Icc, Elisa - Q8Tcc7

Numéro d'article: CM0024439

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OAT3 humain, validé pour IF/ICC et ELISA. Détecte le transporteur d'anions organiques basolatéral SLC22A8, crucial pour la recherche sur l'excrétion rénale des médicaments et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OAT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	OAT3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9376
ID de gène	9376
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 32-123 de l'OAT3 humain (NP_004245.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Humain	
SWISS	Q8TCC7
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace