

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oat3/Slc22A8 Pour Wb Et Elisa - Q8Tcc7

Numéro d'article: CM0025497

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte spécifiquement la protéine humaine OAT3/SLC22A8. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, il cible les acides aminés 443-542. Idéal pour la recherche sur les transporteurs rénaux et le devenir des médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OAT3/SLC22A8 Lapin pAb
Remarques/Alias	OAT3; OAT3/SLC22A8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9376
GeneID	9376
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 443-542 de l'OAT3/SLC22A8 humain (NP_004245.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TCC7
Poids protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace