


Anticorps Polyclonal Anti-Obecn Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q5Vst9

Numéro d'article: CM0021061



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OBSCN humain, applicable pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le muscle strié et le sarcomère.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OBSCN Rabbit pAb
Remarques/Alias	UNC89 ; RHABDO1 ; ARHGEF30 ; OBSCN
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84033
GeneID	84033
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1621-1710 de l'OBSCN humain (NP_443075.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5VST9
Poids protéique	868 kDa
Expédition	Sac de glace