

Anticorps Monoclonaux Anti-Occludin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16625

Numéro d'article: CM0009469



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'Occludine humaine (Q16625). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine des jonctions serrées ; réagit avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Occludin Lapin mAb
Remarques/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	100506658
ID de Gène	100506658
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16625
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace